

GNM DEPC 水

GNMJC002 500ml

贮存 室温 12 个月

【产品概述】

DEPC 水是用 0.1%DEPC 处理超纯水，并经高压灭菌处理。DEPC 基本上不含 DEPC，99.99%以上是水。

DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解，含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等，以及其它各种要求无 RNase 的反应体系。

【产品组成】

DEPC 水	500ml	室温
--------	-------	----

【使用方法】

根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、戴一次性手套、口罩操作，以防 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、室温保存，一年有效。

免责声明：本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。