

FAM 荧光染料说明书

【产品名称】 FAM 荧光染料

【产品货号】 CD01S

【包装规格】 10 μ M, 1mL/管

【产品介绍】 本产品为含有 6-Carboxyfluorescein 荧光基团的水溶性荧光染料,浓度为 10 μ M, 体积为 1mL。最大吸收波长为 492nm, 最大发射波长为 518nm。可以用于荧光定量 PCR 仪的校准和性能测试。

【使用说明】 本品为液体, 使用时用 1 $\times$ TE pH=7.5 稀释到需要的浓度, 注意避光保存。

【保存条件及有效期】 避光, 2-8 $^{\circ}$ C保存, 有效期 1 年。

【运输条件】 室温运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位: 北京金诺美科技股份有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式: 010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布, 版本为 V2.1, 本次修订日期为 2024 年 02 月 26 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途。