

## Cy7 荧光染料说明书

【产品名称】 Cy7 荧光染料

【产品货号】 CD13S

【包装规格】 10uM, 1ml/管

【产品介绍】 本产品为含有 Cyanine 7 荧光基团的水溶性荧光染料，浓度为 10μM，体积为 1mL。最大吸收波长为 750nm，最大发射波长为 773nm。可以用于荧光定量 PCR 仪的校准和性能测试。

【使用说明】 本品为液体，使用时用 1×TE pH=7.5 稀释到需要的浓度，注意避光保存。

【保存条件及有效期】 避光，2-8℃保存，有效期 1 年。

【运输条件】 室温运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布，版本为 V2.1，本次修订日期为 2025 年 11 月 21 日。