

## GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液说明书

【产品名称】 GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液

【产品货号及规格】

货号	名称
SJ-PCR016	GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液（无甘油）
SJ-PCR016-G	GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液（甘油）

【产品介绍】 本产品是 RNA 酶抑制剂（RNase Inhibitor）是鼠源的基因序列，通过大肠杆菌表达纯化而来，其核心功能是特异性抑制 RNA 酶（RNase）活性，防止 RNA 样本降解，从而保障 RNA 相关实验（如 RNA 提取、反转录、Northern blot 等）的可靠性。

【使用说明】 本品为 40U/μL 液体，使用前充分混匀，建议每个反应用量为 10U。

【保存条件及有效期】 -20±5℃保存，有效期 3 年。

【运输条件】 2-8℃运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布，版本为 V1.1，本次修订日期为 2025 年 9 月 3 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。