

GNM BSA 溶液说明书

【产品名称】GNM BSA 溶液

【产品货号及规格】

货号	规格
SJ-PCR018-5	5mg/mL
SJ-PCR018-10	10mg/mL

【产品介绍】 本产品 BSA 溶液，中文名牛血清白蛋白溶液。主要用于添加到 PCR 反应或 RT-PCR 反应体系中做为酶保护剂。

【使用说明】 使用前化冻后充分混匀，建议使用终浓度为 50ng/μL。

【保存条件及有效期】 -20℃ 保存，有效期 3 年。

【运输条件】 2-8℃运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布，版本为 V1.1，本次修订日期为 2024 年 10 月 22 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。