

GNM LionUNG 酶(非热敏, 无甘油)说明书

【产品名称】 GNM LionUNG 酶(非热敏, 无甘油)

【产品货号及规格】

货号	名称
SJ-PCR048-W1	GNM 1U/ul LionUNG 酶(非热敏, 无甘油)
SJ-PCR048-W10	GNM 10U/ul LionUNG 酶(非热敏, 无甘油)

【产品介绍】 本产品为非热敏 UNG 酶, 50°C 30-60s 激活便可选择性水解含有 dU 核酸分子中的尿嘧啶糖苷键, 主要用于 PCR 反应前对含 dU 的 PCR 气溶胶产物的降解。本产品不含甘油, 可用作冻干试剂原料。

【保存条件及有效期】 -20±5°C保存, 有效期为 2 年。

【运输条件】 2-8°C运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位: 北京金诺美科技股份有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式: 010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布, 版本为 V1.1, 本次修订日期为 2025 年 12 月 18 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途。