

GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液说明书

【产品名称】 GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液

【产品货号及规格】

货号	名称
SJ-PCR016	GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液（无甘油）
SJ-PCR016-G	GNM 40U/ul LionRNAsin 溶液（甘油）

【产品介绍】 本产品 LionRNAsin 溶液为 RNA 酶抑制剂，可以加入到 RT-PCR 反应体系中做为 RNA 分子的保护剂。

【使用说明】 本品为 40U/ μ L 液体，使用前充分混匀，建议每个反应用量为 10U。

【保存条件及有效期】 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存，有效期 3 年。

【运输条件】 $2-8^{\circ}\text{C}$ 运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布，版本为 V1.1，本次修订日期为 2025 年 12 月 18 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。

