

液体蛋白酶 K 说明书

【产品名称】液体蛋白酶 K

【产品货号及规格】EN012 ， 500 μ L \times 1 管

【产品介绍】本产品为 20mg/ml 的蛋白酶 K 溶液，适用于核酸提取中蛋白质的降解，可有效消除核酸酶活性，保护核酸不被降解。

【使用说明】使用前充分混匀，核酸提取过程每份样本建议使用量 20 μ L。

【保存条件及有效期】 2-8 $^{\circ}$ C 保存，有效期 2 年。

【运输条件】 2-8 $^{\circ}$ C 运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】本说明书已正式发布，版本为 V1.1，本次修订日期为 2024 年 11 月 20 日。

【免责声明】本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。